

Chitosan (no es considera un fàrmac)

| | |
|------------------------|--|
| Nom Comercial: | <u>ChitoFlexPro®</u> |
| Indicacions: | Control d'hemorràgies externes greus. |
| Presentació: | Apòsit de 7,5 x 23 cm. |
| Dosi \ \ via: | Col·locar sobre la zona hemorràgica \ \ tòpica |
| Observacions: | No utilitzar si l'envàs està malmès. No irrigar la ferida amb SF. Un cop col·locat exercir pressió manual durant 5' i posteriorment embenar. |
| El trobaràs a la guia: | Malalt amb hemorràgies. |